



[GE LOIQ 400 FARBDOPPLER MIT KONVEX C551](#)

SKU: AA062015

2.000,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

2 x Sonden-Steckpätze

1 x C551 Konvex sonde 3,5MHz - 7MHz

Für Veterinär

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 x Sonden-Steckpätze

1 x C551 Konvex sonde 3,5MHz - 7MHz

Für Veterinär



Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

