



## [GE MAC 1200 ST + KISS SAUGANLAGE – 12 KANAL](#)

SKU: BS082025



---

Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE MAC 1200 ST** in Kombination mit der **KISS Sauganlage – 12 Kanal** stellt ein hochmodernes, zuverlässiges und vielseitiges System zur kardiologischen Diagnostik dar. Dieses medizinische Gerät ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Kardiologie-Praxen und spezialisierten Diagnostikzentren konzipiert und bietet umfassende Möglichkeiten zur Erfassung, Analyse und Dokumentation von EKG-Daten.

#### **GE MAC 1200 ST – Herzdiagnostik auf höchstem Niveau**

- **12-Kanal-EKG-Aufzeichnung:** Präzise und detaillierte Aufzeichnung der Herzaktivität mit 12 Kanälen, die eine umfassende Herzdiagnose ermöglichen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Ein benutzerfreundliches Display mit einfacher Navigation unterstützt medizinisches Personal in der schnellen und effizienten Durchführung von Untersuchungen.
- **Automatische Analysefunktionen:** Fortschrittliche Algorithmen zur automatischen Erkennung von Herzrhythmusstörungen, Ischämien und anderen kardiologischen Auffälligkeiten.
- **Speicherung und Dokumentation:** Umfangreiche Speicheroptionen für Patientendaten und Untersuchungsergebnisse, inklusive Schnittstellen zur Anbindung an Krankenhausinformationssysteme (KIS).
- **Robustes und kompaktes Design:** Ideale Kombination aus Mobilität und Stabilität für den flexiblen Einsatz in



verschiedenen medizinischen Umgebungen.

### **KISS Sauganlage – 12 Kanal: Effiziente und sichere Ableitung**

- **12-Kanal-Saugsystem:** Hochwertige Elektroden-Sauganlage zur sicheren und stabilen Ableitung der EKG-Signale, minimiert Bewegungsartefakte und sorgt für eine optimale Signalqualität.
- **Komfort für den Patienten:** Sanfte Saugertechnik zur schonenden Befestigung der Elektroden, die Hautirritationen reduziert und den Patientenkomfort erhöht.
- **Einfache Handhabung:** Schnelle und sichere Befestigung der Elektroden ermöglicht einen zeitsparenden und reibungslosen Untersuchungsablauf.
- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf das GE MAC 1200 ST, garantiert die KISS Sauganlage eine reibungslose Integration und optimale Funktionalität.

#### **Zusammenfassung:**

Das **GE MAC 1200 ST + KISS Sauganlage – 12 Kanal** System bietet eine präzise, zuverlässige und patientenfreundliche Lösung für die kardiologische Diagnostik. Die Kombination aus hochwertiger 12-Kanal-EKG-Technologie und einer innovativen Sauganlage gewährleistet exzellente Signalqualität, einfache Bedienbarkeit und umfassende Analysefunktionen. Dieses Produkt unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnell und sicher fundierte Entscheidungen zu treffen und somit die Patientenversorgung nachhaltig zu verbessern.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

