



## [GE MAC 1200 ST + KISS SAUGANLAGE - 12 KANAL](#)

SKU: HJ052025

zzgl. [Versandkosten](#)

**GE MAC 1200 ST + KISS Sauganlage - 12 Kanal** ist ein hochpräzises EKG-System, das eine zuverlässige 12-Kanal-Aufzeichnung zur umfassenden kardiologischen Diagnostik ermöglicht. Die integrierte KISS Sauganlage sorgt für eine sichere und hygienische Elektrodenanbringung, um optimale Signalqualität und Patientenkomfort zu gewährleisten.



---

Categories: [Kardiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE MAC 1200 ST** in Kombination mit der **KISS Sauganlage** stellt ein leistungsstarkes und zuverlässiges System zur kardiologischen Diagnostik und Patientenüberwachung dar. Dieses 12-Kanal-EKG-Gerät bietet eine präzise und schnelle Erfassung der Herzaktivität, was eine fundierte Diagnosestellung und Therapieplanung ermöglicht.

### Eigenschaften des GE MAC 1200 ST:

- **12-Kanal-EKG-Aufzeichnung:** Ermöglicht eine simultane und hochauflösende Darstellung aller Ableitungen, um eine umfassende Beurteilung der Herzfunktion zu gewährleisten.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Intuitive Bedienoberfläche mit Farbdisplay für eine einfache Handhabung und schnelle Interpretation der Befunde.
- **Integrierte Speicherfunktion:** Speicherung von EKG-Daten und Patientendaten zur späteren Analyse und Dokumentation.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:** Ermöglicht den Datenaustausch mit Krankenhausinformationssystemen



(HIS) und anderen medizinischen Geräten.

- **Automatische Interpretation:** Unterstützt durch fortschrittliche Algorithmen zur ersten Befundung, die den Arzt bei der Diagnose unterstützt.

#### **Merkmale der KISS Sauganlage:**

- **Effiziente Absaugung:** Leistungsstarke und zuverlässige Absaugung von Sekreten, Blut oder anderen Flüssigkeiten zur Sicherstellung eines freien Atemwegs.
- **Leise Betriebsweise:** Minimale Geräuschentwicklung für eine angenehme Umgebung sowohl für Patienten als auch für medizinisches Personal.
- **Mobiles und kompaktes Design:** Ermöglicht flexible Anwendung in verschiedenen medizinischen Bereichen und bei unterschiedlichen Patientensituationen.
- **Hygienische Bauweise:** Einfach zu reinigende Komponenten und Verwendung von Einwegmaterialien zur Infektionsprävention.

#### **Vorteile der Kombination:**

- **Ganzheitliche Patientenversorgung:** Die Kombination aus präziser EKG-Diagnostik und zuverlässiger Absaugung unterstützt eine umfassende Betreuung des Patienten in kardiologischen und intensivmedizinischen Situationen.
- **Effizienzsteigerung:** Durch die gebündelte Ausstattung können Untersuchungen und Behandlungen schneller und sicherer durchgeführt werden.
- **Flexibilität:** Das System ist sowohl für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken als auch in ambulanten Einrichtungen geeignet.

Das **GE MAC 1200 ST + KISS Sauganlage - 12 Kanal** System ist eine exzellente Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf präzise Diagnostik und patientenorientierte Versorgung legen. Die Kombination aus modernster EKG-Technologie und hochwertiger Absaugtechnik gewährleistet höchste Qualität und Sicherheit im medizinischen Alltag.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

