



## [GE MAC 1600 EKG GERÄT](#)

**SKU:** G112025-NV

Das **GE MAC 1600** ist ein hochpräzises EKG-Gerät, das eine schnelle und zuverlässige Ableitung sowie Analyse des Elektrokardiogramms ermöglicht. Es überzeugt durch benutzerfreundliche Bedienung und integrierte Diagnosefunktionen für den klinischen Einsatz.



---

**Categories:** [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **GE MAC 1600 EKG Gerät** ist ein hochmodernes, zuverlässiges und benutzerfreundliches Elektrokardiographie-System, das speziell für die präzise Erfassung und Analyse der Herzaktivität entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen, in denen eine schnelle und genaue Diagnose von Herzrhythmusstörungen und anderen kardiologischen Erkrankungen erforderlich ist.

### **Hauptmerkmale und Funktionen:**

- **12-Kanal-EKG-Aufzeichnung:** Das Gerät ermöglicht simultane 12-Kanal-Aufzeichnungen für eine umfassende Darstellung der Herzaktivität.
- **Hohe Signalqualität:** Modernste Signalverarbeitung sorgt für klare, rauschfreie EKG-Kurven, die die Diagnosegenauigkeit verbessern.
- **Integrierte Analyse-Software:** Automatische Interpretation und Erkennung von Herzrhythmusstörungen, Ischämien und anderen Auffälligkeiten unterstützen medizinisches Fachpersonal bei der schnellen Entscheidungsfindung.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Ein intuitives Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Bedienung und Navigation durch Menüs und Messparameter.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** USB- und Netzwerkanschlüsse erlauben eine nahtlose Integration in bestehende Krankenhaus- oder Praxisinformationssysteme.
- **Mobiles Design:** Kompakt und leicht, ideal für den mobilen Einsatz innerhalb der Einrichtung oder bei



Hausbesuchen.

- **Umfangreiche Speicherfunktion:** Speicherung von EKG-Daten direkt im Gerät mit der Möglichkeit zur späteren Wiedergabe und Auswertung.
- **Thermodrucker:** Integrierter Drucker für sofortige Ausdrücke von EKG-Kurven und Berichten in hoher Qualität.

### **Anwendungsbereiche:**

Das GE MAC 1600 ist optimal geeignet für:

- Routineuntersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen
- Notfall- und Intensivmedizin
- Kardiologische Diagnostik und Verlaufskontrollen
- Screening von Patienten mit Herz-Kreislauf-Risiken

### **Vorteile für den Anwender:**

- Verbesserte Diagnosesicherheit durch präzise und zuverlässige EKG-Daten
- Zeiteffiziente Untersuchungen dank schneller Aufzeichnung und automatischer Analyse
- Erhöhte Flexibilität durch mobiles und leichtes Design
- Einfache Integration in bestehende IT-Infrastrukturen durch vielseitige Schnittstellen

Das **GE MAC 1600 EKG Gerät** verbindet modernste Technologie mit anwenderfreundlicher Bedienung und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Herzgesundheit effektiv zu überwachen und Erkrankungen frühzeitig zu erkennen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

