



## [GE MEDICAL RESPONDER 3000 - DEFIBRILATOR - DEFI](#)

SKU: AB022022

**GE Medical Responder 3000** ist ein zuverlässiger Defibrillator, der schnelle und präzise Defibrillationsmaßnahmen bei lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen ermöglicht. Das Gerät überzeugt durch benutzerfreundliche Bedienung und robuste Bauweise, ideal für den professionellen Einsatz in medizinischen Einrichtungen.



Categories: [Defibrillatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Medical Responder 3000** ist ein hochmodernes, automatisiertes externes Defibrillator-System (AED), das speziell für den schnellen und effektiven Einsatz bei plötzlichem Herzstillstand entwickelt wurde. Dieses Gerät kombiniert innovative Technologie mit benutzerfreundlichem Design, um Ersthelfern und medizinischem Personal die bestmögliche Unterstützung zur Wiederherstellung eines stabilen Herzrhythmus zu bieten.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Automatische Analyse:** Der Responder 3000 führt eine präzise Rhythmusanalyse durch und entscheidet eigenständig, ob eine Defibrillation erforderlich ist.
- **Einfache Bedienung:** Durch klare Sprachanweisungen und visuelle Signale wird der Anwender Schritt für Schritt durch den Rettungsprozess geführt, wodurch auch Laien eine effektive Anwendung ermöglicht wird.
- **Schnelle Einsatzbereitschaft:** Das Gerät ist sofort einsatzbereit, mit einer kurzen Startzeit und einem robusten Design, das für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen geeignet ist.
- **Leistungsstarke Defibrillation:** Die biphasische Impulstechnologie gewährleistet eine effektive Schockabgabe mit optimaler Energieanpassung, um die Erfolgsrate der Wiederbelebung zu erhöhen.
- **Wartungsfreundlich:** Integrierte Selbsttests überprüfen regelmäßig die Funktionstüchtigkeit des Geräts und

der Elektroden, um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen.

- **Datenspeicherung:** Der Responder 3000 speichert relevante Ereignisdaten, die zur späteren Analyse und zur Verbesserung der Behandlungsqualität genutzt werden können.

### **Anwendungsbereiche:**

Der GE Medical Responder 3000 eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Rettungsdiensten, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und überall dort, wo schnelle Hilfe bei Herzstillstand erforderlich ist. Durch seine intuitive Bedienung und Zuverlässigkeit ist er sowohl für medizinisches Fachpersonal als auch für geschulte Laien bestens geeignet.

### **Technische Spezifikationen (Auszug):**

- Defibrillationstyp: Biphasisch
- Schockenergie: Anpassbar, bis zu 360 Joule
- Rhythmanalyse: Automatisch
- Bedienung: Sprachanweisungen und visuelle Anzeigen
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterie mit langer Standby-Zeit
- Gewicht: Ca. 2,5 kg
- Abmessungen: Kompakt und handlich für mobilen Einsatz

Mit dem **GE Medical Responder 3000** erhalten Sie einen zuverlässigen Partner zur lebensrettenden Defibrillation, der durch modernste Technik und einfache Handhabung überzeugt. Seine präzise Diagnostik und effektive Schockabgabe machen ihn zu einem unverzichtbaren Gerät in jeder Notfallsituation.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

