



**GE MS5-D SCHALLKOPF -
ULTRASCHALLSONDE - PHASED ARRAY**

SKU: AC062024-NV



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Array Type: Phased Array

Applikationen Kardiologie, Kinderheilkunde

Frequenzbereich : 1.0 - 5.0 MHz.

Kompatibel mit : GE Voluson E8 Expert; GE Vivid E9; GE Logiq E9; GE Logiq S8

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

