



GE OEC FLUOROSTAR 7900 C ARM - C BOGEN C ARM

SKU: CW022024

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 19 Zoll Flachbildschirme
- CCD-Kamera 1K
- Fluoro Modus
- Pädiatrie Modus
- Halbe Dosis
- Patientenspeicher: 60.000 Bilder
- Dicom
- USB-Port
- Inkl. Printer
- Für die : Urologie, Endoskopie, Orthopädie, Gefäßmedizin, Kardiologie, Neurochirurgie

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

500 kg



Versand	<p>Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.</p>
Zustand	<p>Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.</p>
Lieferumfang	<p>Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.</p>



GALLERIE

