



GE RAB 4-8-D VOLUMENSONDE 3D 4D SONDE

SKU: N/A

~~3.000,00 €~~ **2.500,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

3D/4D Curved Array

Applikationen: Abdominal, Geburtshilfe, Gynäkologie, Kinderheilkunde, Urology

Frequenzband: 2.0 - 8.0 MHz

Kompatibilität: GE Logiq E9, GE Voluson E6, GE Voluson E8 Exper, ...

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

