



[GE RESPONDER 2000, 2025653-008](#) [DEFIBRILLATOR](#)

SKU: Z022026 -EK0320256

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Defibrillator](#), [Defibrillatoren](#),
[Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE Healthcare Responder 2000** (Teilenummer **2025653-008**) ist ein leistungsstarker, biphasischer Defibrillator und Patientenmonitor, der primär für den professionellen Einsatz in Kliniken und Notaufnahmen entwickelt wurde. Er kombiniert manuelle Defibrillation, einen automatisierten externen Modus (AED), EKG-Überwachung und optionale Funktionen wie Pacing in einem tragbaren Gerät.

Technische Spezifikationen

Das Gerät ist für seine Mobilität und die Integration bewährter Analyse-Algorithmen bekannt.

- **Beatmungsmodi & Therapie:** Unterstützt manuelle und halbautomatische (AED) Defibrillation sowie synchronisierte Kardioversion.
- **Energie:** Verwendet die biphasische STAR-Wellentechnologie mit eskalierender Energie von **2 bis 270 Joule**.
- **Monitoring:** Integriertes **3- und 5-Kanal-EKG**; optional sind SpO2 (Datex-Ohmeda) und transkutanes Pacing (Demand/Fixed) verfügbar.
- **Display & Gewicht:** Verfügt über ein helles Farbdisplay und wiegt inklusive Akku und Elektroden ca. **4,8 kg**.
- **Stromversorgung:** Betrieb über Netzstrom oder einen 6,6 Ah Li-Ion Akku, der mindestens 50 Schocks bei maximaler Energie ermöglicht

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

