



GE S10 NEONATAL KARDIOSONDE CARDIAC PROBE

SKU: V082013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .GE Logiq Serie und VIDI Serie

Frequency 4- 10.5 Mhz

Anwendung. Kardio, Neonatal , Abdoman, Pediatric, Small Parts, Nerve Block und Veterinär Applikationen

90°

Sector probe

14 x 10 mm

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 Pro



Frequency 4- 10.5 Mhz
90°
Sector probe
14 x 10 mm

Anwendung. Kardio, Neonatal , Abdoman, Peditiatric, Small Parts, Nerve Block und Veterinär Applikationen

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

