



## GE S222 PHASED ARRAY 1.8- 3.5 MHZ KARDIO

**SKU:** AO102016

**499,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: GE

Modell : S222

Applikation: Kardio

1.8 - 3.5 MHz

Geeignet für folgende Modelle:  
Logiq 400 Pro und Logiq 500 Pro

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: GE

Modell : S222

Applikation: Kardio



1.8 - 3.5 MHz

Geeignet für folgende Modelle:  
Logiq 400 Pro und Logiq 500 Pro

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 4 kg



## GALLERIE

