



GE S5 ÜBERWACHUNGSMONITOR MIT E-PSMP MODUL + E-INTPSM SCHNITTSTELLE

SKU:

CK062019/CT062019/CU062019/CL062019/CR062019/CS062019/CM

CK062019/CT062019/CU062019/CL062019/CR062019/CS062019/CM062019

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

CK062019/CT062019/CU062019/CL062019/CR062019/CS062019/CM062019

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

