



## GE S611 NEONATAL KARDIOSONDE CARDIAC PROBE

**SKU:** 0112014-03

**1.188,81 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 Pro  
Frequency 4- 8 Mhz

Anwendung. Kardio, Neonatal ,

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 Pro  
Frequency 4- 8 Mhz

Anwendung. Kardio, Neonatal ,



**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                   0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone        0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro               0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                      0049 40 3 61 61 - 257

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

