



GE S611 NEONATAL KARDIOSONDE CARDIAC PROBE

SKU: 0112014-03

1.188,81 €

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 Pro
Frequency 4- 8 Mhz

Anwendung. Kardio, Neonatal ,

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 Pro
Frequency 4- 8 Mhz

Anwendung. Kardio, Neonatal ,



Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

