



### [GE T739 // T 739 LINEAR SCHALLKOPF -](#)

SKU: AJ042024-K

~~699,00 €~~ **499,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

**Lagerort:** Hamburg



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Type of probe: linear array,

Frequency range: 4 - 10 MHz,

The GE T739 probe is an ultrasound transducer that is compatible with many GE ultrasound systems:

Logiq 5 Expert, Logiq 7, Logiq P5, Logiq P6, Logiq E9,

Applications: vascular, small parts and intraoperative ultrasound images of both adults and children,

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### **Weight**

5 kg

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

### **Versand**

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

