



GE TEE 6T 2.2- 8.0 MHZ
TRANSÖSOPHAGEALE ECHOKARDIOGRAFIE
FÜR VIVID SERIES

SKU: AF082018 // CM122019 // ES062022 //

AI102023

3.777,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . 6T

Hersteller . GE

für VIVID 4,

Transösophageale Echokardiografie

Anwendung : Kardiographie

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 6T

Hersteller . GE

für VIVID 4, VIVID 7

Transösophageale Echokardiografie

Anwendung : Kardiographie

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

