



## [GE TEE RS PROBE ADAPTER REFERENCE 2417094 REV.004](#)

**SKU:** AK032024-NV

**GE TEE RS Probe Adapter Reference 2417094 Rev.004** ist ein hochwertiger Adapter zur sicheren und präzisen Verbindung von transösophagealen Echokardiographie-Sonden mit Ultraschallgeräten von GE. Er gewährleistet eine optimale Signalübertragung und Kompatibilität für zuverlässige diagnostische Bildgebung.



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE TEE RS Probe Adapter Reference 2417094 Rev.004** ist ein hochentwickeltes medizinisches Zubehörteil, das speziell für den Einsatz mit transösophagealen Echokardiographie-(TEE)-Systemen von GE Healthcare entwickelt wurde. Dieser Adapter dient als Verbindungselement zwischen der TEE-Sonde und dem Ultraschallgerät und gewährleistet eine optimale Signalübertragung sowie eine sichere Handhabung während diagnostischer Untersuchungen.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Der Adapter ist präzise auf die GE TEE-Sonden abgestimmt und garantiert dadurch eine perfekte Passform und zuverlässige Funktion.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, ist der Adapter widerstandsfähig gegenüber den Anforderungen des klinischen Alltags und ermöglicht eine langfristige Nutzung.
- **Einfache Handhabung:** Das durchdachte Design erlaubt eine unkomplizierte Montage und Demontage, was den Wechsel der Sonden und Adapter im Untersuchungsprozess erleichtert.
- **Optimale Signalübertragung:** Der Adapter minimiert Signalverluste und Interferenzen und trägt somit zur präzisen Bildgebung und Diagnostik bei.



- **Sicherheitsstandards:** Entspricht allen relevanten medizinischen Sicherheits- und Hygienevorschriften und unterstützt so einen sicheren Betrieb im klinischen Umfeld.

#### **Anwendungsgebiete:**

Der GE TEE RS Probe Adapter wird vorwiegend in der kardiologischen Diagnostik eingesetzt, insbesondere bei der transösophagealen Echokardiographie zur Beurteilung von Herzstrukturen, Klappenfunktionen und hämodynamischen Parametern. Er ist unverzichtbar für Kardiologen, Anästhesisten und andere Fachärzte, die präzise und zuverlässige Ultraschallbilder benötigen.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Referenznummer: 2417094 Rev.004
- Material: Hochwertige, biokompatible Kunststoffe und Metalle
- Kompatibilität: Speziell für GE TEE-Sonden und Ultraschallsysteme
- Abmessungen: Entsprechend den GE-Standards für TEE-Adapter
- Sterilisationsmöglichkeit: Geeignet für standardisierte Reinigungs- und Sterilisationsverfahren

Zusammenfassend bietet der **GE TEE RS Probe Adapter Reference 2417094 Rev.004** eine verlässliche und effiziente Lösung zur sicheren Verbindung von TEE-Sonden mit Ultraschallgeräten. Durch seine robuste Bauweise, hervorragende Kompatibilität und einfache Handhabung unterstützt er die präzise kardiologische Diagnostik und trägt somit maßgeblich zu einer verbesserten Patientenversorgung bei.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

