



[GE TONOPORT V LANGZEIT BLUTDRUCKMESSGERÄT OHNE MANSCHETTEN](#)

SKU: CF052022-K

555,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **GE Tonoport V Langzeit Blutdruckmessgerät** ermöglicht eine präzise und komfortable Langzeitüberwachung des Blutdrucks ohne den Einsatz von Manschetten. Es überzeugt durch innovative Sensortechnik und benutzerfreundliche Handhabung, ideal für den ambulanten Einsatz und die kontinuierliche kardiovaskuläre Diagnostik.



Categories: [EKG](#), [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE Tonoport V Langzeit Blutdruckmessgerät ohne Manschetten** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die kontinuierliche und präzise Überwachung des Blutdrucks über einen längeren Zeitraum entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in klinischen Studien, in der ambulanten Langzeitdiagnostik sowie in der häuslichen Überwachung von Patienten mit Bluthochdruck oder anderen kardiovaskulären Erkrankungen.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Innovative Technologie ohne Manschetten:** Im Gegensatz zu herkömmlichen Blutdruckmessgeräten arbeitet das Tonoport V ohne Druckmanschetten, was eine komfortable und ungestörte Messung ermöglicht.
- **Kontinuierliche Blutdrucküberwachung:** Das Gerät misst den Blutdruck dauerhaft und liefert dabei zuverlässige Werte, die den Blutdruckverlauf im Tages- und Nachtrhythmus dokumentieren.



- **Hohe Messgenauigkeit:** Die Verwendung von modernen Sensoren und Algorithmen gewährleistet exakte und reproduzierbare Messergebnisse, die auch bei Bewegung des Patienten stabil bleiben.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Dank eines intuitiven Interfaces lassen sich Messungen einfach starten, pausieren und auswerten.
- **Kompatibilität und Datenschnittstellen:** Das Gerät verfügt über Schnittstellen zur Datenübertragung an Computer oder mobile Endgeräte, was eine detaillierte Analyse und Langzeitarchivierung ermöglicht.
- **Robustes und ergonomisches Design:** Das kompakte und leichte Gehäuse ist für den Dauereinsatz konzipiert und beeinträchtigt den Alltag des Patienten kaum.

Anwendungsgebiete:

- Langzeit-Blutdruckmessung bei Verdacht auf Hypertonie bzw. zur Verlaufskontrolle
- Diagnostik und Überwachung von kardiovaskulären Erkrankungen
- Forschung und klinische Studien im Bereich der Blutdruckmessung
- Ambulante und häusliche Gesundheitsüberwachung

Vorteile des GE Tonoport V:

- Erhöhte Patientenakzeptanz durch das manschettenlose Messprinzip
- Vermeidung von Messfehlern durch Bewegungsartefakte
- Ausführliche Langzeitdaten zur fundierten klinischen Bewertung
- Flexibilität durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten und Softwareintegration

Zusammenfassend ist das **GE Tonoport V Langzeit Blutdruckmessgerät ohne Manschetten** ein zuverlässiges, innovatives und patientenfreundliches System, das eine präzise Langzeitüberwachung des Blutdrucks ermöglicht, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen. Es unterstützt Ärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte Diagnosen zu stellen und Therapieentscheidungen optimal zu treffen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

