



GE VAGINALSONDE E721 4 - 10MHZ ENDO VAGINAL SONDE

SKU: AK102016 // AR062020-VK

700,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 ; Logiq 500,
Logiq Pro

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 ; Logiq 500, Logiq Pro
Frequency 4.0-10 Mhz

Anwendung. Endovaginal , Vaginal

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

3 kg



GALLERIE

