



GE VIVID 4 ULTRASCHALLGERÄT, INKL 02 PROBE, PRINTER

SKU: N/A 6.499,00 €

zzgl. Versandkosten

Geliefert wird das Gerät mit 1x 3S Kardiosonde 1x 10L Linear Sonde

Bj.2007 Software Version. 4.6

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg
www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: <u>Ultraschall / Doppler / Sonden</u>

/Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG



Geliefert wird das Gerät mit 1x 3S Kardiosonde 1x 10L Linear Sonde

Bj.2007 Software Version. 4.6

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 150 kg



GALLERIE







