



GE VIVID 7 DIMENSION ULTRASCHALLGERÄT MIT 3 SONDEN, PRINTER UND VIDEOREKORDER

SKU: AE082018

Geiefert wird das Gerät mit:

- * 3S Kardisonde
- ** 9L Linear Sonde
- *** 4C Konvex Sonde
- **** Videorekorder Mitsubishi MD3000
- ***** Printer Sony UP-897

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Geiefert wird das Gerät mit:

- * 3S Kardisonde
- ** 9L Linear Sonde
- *** 4C Konvex Sonde
- **** Videorekorder Mitsubishi MD3000



***** Printer Sony UP-897

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

