



GE VIVID I ULTRASCHALLGERÄT - KARDIOMASCHINE MIR 3S KARDIOSONDE

SKU: AU012025-NV

GE Vivid I Ultraschallgerät ist ein kompaktes und leistungsstarkes Kardiologie-System, das präzise Bildgebung und zuverlässige Diagnostik ermöglicht. Ausgestattet mit der 3S Kardiosonde bietet es hervorragende Bildqualität zur detaillierten Beurteilung der Herzfunktion in Echtzeit.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das GE Vivid I Ultraschallgerät mit der 3S-Kardiosonde ist eine tragbare, leistungsstarke Lösung für die kardiologische Bildgebung. Es bietet eine ausgezeichnete Bildqualität, präzise Echokardiographien und eine einfache Handhabung, was es zu einer wertvollen Ressource für Kardiologen, Notaufnahmen und Arztpraxen macht. Mit der Doppler-Technologie und der hohen Bildauflösung können Herzkrankheiten schnell diagnostiziert und überwacht werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

