



[GE VIVID S5 KARDIOMACHINE + 9L + 6S BT DOM 2011](#)

SKU: EI082024

~~8.430,00 €~~ **7.799,22 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die GE Vivid S5 ist ein tragbares Ultraschallgerät, das speziell für die kardiologische Bildgebung entwickelt wurde. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Funktionen des GE Vivid S5:

1. **Bildqualität:** Das Gerät bietet hochauflösende Bilder und fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien, die eine präzise Beurteilung der Herzstruktur und -funktion ermöglichen.
2. **Tragbarkeit:** Die Vivid S5 ist leicht und mobil, was sie ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht, einschließlich Notaufnahmen und ambulanten Einrichtungen.
3. **Vielfältige Anwendungen:** Neben der kardiologischen Bildgebung kann das Gerät auch für andere Anwendungen wie Gefäßultraschall eingesetzt werden.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, was die Bedienung erleichtert und eine schnelle Durchführung von Untersuchungen ermöglicht.
5. **Doppler-Technologie:** Das Gerät unterstützt verschiedene Doppler-Techniken zur Beurteilung des Blutflusses im Herzen und in den großen Gefäßen.
6. **Sondenvielfalt:** Es können verschiedene Ultraschallsonden verwendet werden, um unterschiedliche klinische Anforderungen zu erfüllen (z.B. 9L für kardiologische Anwendungen).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

