




[GE VIVID S6 & S5 KARDIO ULTRASOUND](#)

SKU: N/A

~~8.430,00 €~~ **7.799,22 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die GE Vivid S6 ist ein weiteres tragbares Ultraschallgerät, das für die kardiologische Bildgebung entwickelt wurde. Es ist eine Weiterentwicklung der Vivid S5 und bietet einige verbesserte Funktionen und Technologien. Hier sind einige der Hauptmerkmale der GE Vivid S6:

1. **Bildqualität:** Die Vivid S6 nutzt fortschrittliche Bildverarbeitungstechnologien, um hochauflösende Bilder zu liefern, die eine präzise Beurteilung der Herzstruktur und -funktion ermöglichen.
2. **Tragbarkeit:** Das Gerät ist leicht und mobil, was es ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht, einschließlich Notaufnahmen, ambulanten Einrichtungen und bei Hausbesuchen.
3. **Vielfältige Anwendungen:** Neben der kardiologischen Bildgebung kann die Vivid S6 auch für andere Anwendungen wie Gefäßultraschall eingesetzt werden.
4. **Doppler-Technologie:** Das Gerät unterstützt verschiedene Doppler-Techniken (wie Pulsed-Wave-Doppler und Continuous-Wave-Doppler), um den Blutfluss im Herzen und in den großen Gefäßen zu beurteilen.
5. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet, was die Bedienung erleichtert und eine schnelle Durchführung von Untersuchungen ermöglicht.
6. **Sondenvielfalt:** Die Vivid S6 kann mit verschiedenen Ultraschallsonden betrieben werden, um unterschiedlichen klinischen Anforderungen gerecht zu werden.
7. **Erweiterte Funktionen:** Je nach Konfiguration können zusätzliche Funktionen wie 3D/4D-Bildgebung oder spezielle Softwareanwendungen zur Analyse der Herzfunktion verfügbar sein.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

