



## [GEM PREMIER 4000 BLOOD GAS ANALYZER](#) [INSTRUMENTATION LABORATORY- DEFEKT](#)

SKU: AY122024

~~899,00 €~~ **819,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der GEM Premier 4000 Blood Gas Analyzer von Instrumentation Laboratory ist ein hochmodernes Gerät zur Analyse von Blutgasen, Elektrolyten und Metaboliten. Es wird häufig in klinischen Labors und Notaufnahmen eingesetzt, um schnelle und präzise Ergebnisse für Patienten zu liefern, die an kritischen Erkrankungen leiden.

Hier sind einige der Hauptmerkmale des GEM Premier 4000:

1. **Multifunktionalität:** Der Analyzer kann eine Vielzahl von Tests durchführen, darunter Blutgase (pH, pCO<sub>2</sub>, pO<sub>2</sub>), Elektrolyte (Natrium, Kalium, Chlorid) und metabolische Parameter (Laktat, Glukose).
2. **Schnelle Ergebnisse:** Das Gerät bietet eine schnelle Turnaround-Zeit für Testergebnisse, was besonders wichtig ist in Notfallsituationen.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Der GEM Premier 4000 ist so konzipiert, dass er einfach zu bedienen ist, mit einem intuitiven Touchscreen-Interface und automatisierten Funktionen zur Probenverarbeitung.
4. **Kompakte Bauweise:** Das Gerät hat ein kompaktes Design, das es ermöglicht, es in verschiedenen klinischen Umgebungen zu integrieren.
5. **Qualitätskontrolle:** Es bietet integrierte Qualitätskontrollmechanismen zur Sicherstellung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Testergebnisse.
6. **Datenmanagement:** Der Analyzer kann Daten speichern und verwalten sowie Berichte generieren, die leicht in elektronische Patientenakten integriert werden können.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

