



## [GREGGERSEN FALKE DRUCKMINDERER](#)

SKU: AU042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Greggerson FALKE Druckminderer** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät zur zuverlässigen Regulierung von Gasdruck in medizinischen Anwendungen. Es gewährleistet präzise Druckkontrolle und sorgt für maximale Sicherheit und Effizienz bei der Patientenversorgung.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung, Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Greggerson FALKE Druckminderer** ist ein hochwertiges medizinisches Gerät, das speziell für die präzise Regulierung von Druck in medizinischen Gassystemen entwickelt wurde. Er gewährleistet eine stabile und sichere Druckabsenkung, die für die zuverlässige Versorgung von Patienten in Kliniken, Praxen und Rettungsdiensten unerlässlich ist.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Druckregelung:** Der Greggerson FALKE Druckminderer sorgt für eine konstante Ausgangsdruckstabilität, wodurch Schwankungen im Gasfluss effektiv vermieden werden.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet der Druckminderer eine lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion und mechanischen Belastungen.
- **Einfache Handhabung:** Dank ergonomischem Design und intuitiver Bedienbarkeit lässt sich der Druckminderer schnell und sicher montieren sowie justieren.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:** Er ist kompatibel mit verschiedenen medizinischen Gasflaschen und -



leitungen, was eine flexible Integration in bestehende Systeme ermöglicht.

- **Hohe Sicherheitsstandards:** Ausgestattet mit integrierten Sicherheitsventilen und zertifiziert nach relevanten medizinischen Normen, gewährleistet das Gerät maximalen Schutz für Patienten und Anwender.

### **Anwendungsgebiete:**

Der Greggersen FALKE Druckminderer findet Anwendung in zahlreichen Bereichen der medizinischen Versorgung, darunter:

- Beatmungssysteme
- Anästhesiegeräte
- Notfall- und Rettungsmedizin
- Intensivstationen
- Stationäre und ambulante Therapieeinrichtungen

### **Technische Daten (Beispielwerte):**

- Eingangsdruck: bis zu 200 bar
- Ausgangsdruck: einstellbar, typischerweise 4–6 bar
- Durchflussrate: bis zu 50 l/min (abhängig vom Gas)
- Anschluss: standardisierte Gewinde und Schnellkupplungen
- Material: hochfester Messingkörper mit Beschichtung

Durch seine Kombination aus Präzision, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit stellt der **Greggersen FALKE Druckminderer** eine zuverlässige Komponente für eine optimale medizinische Gasversorgung dar. Er unterstützt medizinisches Personal dabei, die Behandlungssicherheit zu erhöhen und den Patientenkomfort zu verbessern.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

