



## **GYNÄKOLOGISCHER UNTERSUCHUNGSSTUHL MAGNETIC ELEKTROMOTOREN AG LC 12ZWDS-004**

**SKU:** BP072021-NV

Der gynäkologische Untersuchungsstuhl Magnetic Elektromotoren AG LC 12ZWDS-004 bietet eine hochwertige, elektrisch verstellbare Lösung für präzise und komfortable Untersuchungen. Dank robustem Design und präziser Motorsteuerung ermöglicht er optimale Positionierung und höchste Patientensicherheit.



---

**Categories:** [Gynäkologie und Urologie](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Gynäkologische Untersuchungsstuhl Magnetic Elektromotoren AG LC 12ZWDS-004** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für gynäkologische Untersuchungen und Behandlungen entwickelt wurde. Er verbindet ergonomisches Design mit fortschrittlicher Technik, um sowohl Patientenkomfort als auch eine optimale Arbeitsumgebung für medizinisches Fachpersonal zu gewährleisten.

### **Hauptmerkmale:**

- **Elektrisch verstellbare Positionen:** Der Stuhl ist mit leistungsstarken Elektromotoren ausgestattet, die eine präzise und geräuscharme Verstellung von Sitzhöhe, Rückenlehne und Beinstützen ermöglichen. Dies erleichtert die Anpassung an unterschiedliche Untersuchungsanforderungen und Patientenbedürfnisse.
- **Ergonomisches Design:** Die Polsterung ist aus hochwertigem, leicht zu reinigendem Material gefertigt und sorgt für hohen Patientenkomfort bei längeren Untersuchungen. Die Formgebung unterstützt eine entspannte Sitz- und Liegeposition.
- **Stabilität und Sicherheit:** Eine robuste Konstruktion garantiert Standfestigkeit während der Untersuchung. Sicherheitsmechanismen verhindern unbeabsichtigte Bewegungen und gewährleisten eine sichere Bedienung.



- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Der Stuhl eignet sich ideal für gynäkologische Untersuchungen, kleinere Eingriffe sowie für die Geburtshilfe. Die Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Zugänglichkeit für das medizinische Personal.
- **Einfache Bedienung:** Die Steuerung erfolgt über ein benutzerfreundliches Bedienfeld, das intuitiv und schnell zu handhaben ist. Zusätzlich sind optionale Fernbedienungen erhältlich.

#### **Technische Details:**

- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
- Maximale Traglast: 150 kg
- Verstellbereiche: Sitzhöhe, Rückenlehne, Beinauflagen elektrisch verstellbar
- Material Polsterung: Medizinisches Kunstleder, desinfizierbar
- Abmessungen (L x B x H): ca. 180 x 70 x 60 cm (variabel je nach Einstellung)
- Gewicht: ca. 60 kg

Der **Gynäkologische Untersuchungsstuhl Magnetic Elektromotoren AG LC 12ZWDS-004** ist eine zuverlässige und langlebige Lösung für moderne gynäkologische Praxen und Kliniken. Er unterstützt die effiziente Durchführung diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen und trägt durch seine durchdachte Technik und sein komfortables Design maßgeblich zu einer verbesserten Patientenversorgung bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

