



[HAAG STREIT 900 SPALTLAMPE + AT 900 TONOMETER](#)

SKU: J112023

6.000,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Haag Streit 900 Spaltlampe bietet präzise und zuverlässige optische Diagnostik für die Ophthalmologie, während das **AT 900 Tonometer** eine exakte Messung des Augeninnendrucks ermöglicht. Die Kombination gewährleistet höchste Qualität und Benutzerfreundlichkeit für effiziente Untersuchungen.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Haag-Streit 900 Spaltlampe** in Kombination mit dem **AT 900 Tonometer** stellt eine erstklassige Lösung für die ophthalmologische Diagnostik dar. Dieses hochwertige Gerät vereint präzise Optik mit ergonomischem Design und ermöglicht eine umfassende Untersuchung des vorderen Augenabschnitts sowie eine zuverlässige Messung des Augeninnendrucks.

Haag-Streit 900 Spaltlampe

- **Optische Präzision:** Die Spaltlampe ist mit einer hochwertigen, achromatischen Optik ausgestattet, die eine scharfe und kontrastreiche Darstellung der Strukturen des Auges gewährleistet.
- **Vielseitige Beleuchtung:** Die variable Spaltblende lässt sich individuell einstellen, um unterschiedliche Untersuchungsanforderungen abzudecken – von feinen Details bis hin zur Übersicht.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist für eine komfortable Handhabung konzipiert, um langes Arbeiten ohne Ermüdung zu ermöglichen. Die präzise mechanische Steuerung gewährleistet eine einfache und exakte



Positionierung.

- **Robuste Bauweise:** Die hochwertige Verarbeitung und langlebigen Materialien garantieren eine zuverlässige Nutzung im klinischen Alltag.

AT 900 Tonometer

- **Genauigkeit:** Das AT 900 Tonometer ist speziell für die präzise Messung des Augeninnendrucks entwickelt, ein entscheidender Parameter zur Diagnose und Verlaufskontrolle von Glaukomerkrankungen.
- **Einfache Integration:** Die nahtlose Kombination mit der Haag-Streit 900 Spaltlampe ermöglicht die unmittelbare Durchführung der Tonometrie während der Untersuchung.
- **Komfort für den Patienten:** Das Gerät arbeitet mit minimalem Druckkontakt, um die Messung möglichst angenehm und sicher zu gestalten.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienung und schnelle Ergebnisse unterstützen den Untersucher bei einem effizienten Workflow.

Zusammenfassung:

Die Kombination aus *Haag-Streit 900 Spaltlampe* und *AT 900 Tonometer* stellt ein unverzichtbares Instrumentarium für Augenärzte und Optometristen dar, die höchste Ansprüche an Diagnostik und Patientenkomfort stellen. Die präzise optische Darstellung und die zuverlässige Messung des Augeninnendrucks in einem ergonomischen und langlebigen Gerät erhöhen die Effizienz und Genauigkeit Ihrer Untersuchungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

