



[HAAG STREIT BC 900 BC900 SPALTLAMPE + AT 900 TONOMETER](#)

SKU: R062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Haag Streit BC 900** Spaltlampe kombiniert präzise Optik mit ergonomischem Design für detaillierte Augenuntersuchungen, während das integrierte **AT 900 Tonometer** eine zuverlässige und komfortable Messung des Augeninnendrucks gewährleistet. Dieses hochwertige Gerät ermöglicht effiziente Diagnostik in der Ophthalmologie und unterstützt eine optimale Patientenbetreuung.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Haag Streit BC 900 Spaltlampe** kombiniert höchste Präzision mit innovativer Technologie und ist damit ein unverzichtbares Instrument für die ophthalmologische Diagnostik. Dieses Gerät ermöglicht eine exzellente Beurteilung der vorderen Augenabschnitte und liefert gestochen scharfe Bilder, die eine detaillierte Untersuchung von Hornhaut, Kammerwinkel, Linse und Vorderkammer ermöglichen.

Das ergonomische Design der BC 900 gewährleistet eine komfortable Handhabung und eine intuitive Bedienung, die den Untersuchungsablauf effizient und zeiteffektiv gestaltet. Die hochwertige Optik sorgt für eine brillante Bildqualität, während die variable Spaltbreite und -höhe eine flexible Anpassung an unterschiedliche Untersuchungsanforderungen erlauben.

Besondere Merkmale der Haag Streit BC 900 Spaltlampe:

- Hochauflösende Optik mit hervorragender Tiefenschärfe

- Variable Spaltbreite und -höhe für präzise Beleuchtung
- Ergonomisches, benutzerfreundliches Design
- Robuste Konstruktion für den täglichen Praxisgebrauch
- Einfache Integration mit weiteren diagnostischen Geräten

Das **AT 900 Tonometer** ergänzt die BC 900 Spaltlampe optimal und ermöglicht eine präzise intraokulare Druckmessung (IOD), die zur Früherkennung und Überwachung von Glaukomerkrankungen essenziell ist. Das Tonometer ist speziell für den Einsatz an der BC 900 konzipiert, wodurch eine nahtlose Kombination beider Geräte gewährleistet ist.

Hauptvorteile des AT 900 Tonometers:

- Exakte und reproduzierbare Messungen des Augeninnendrucks
- Schnelle und schmerzfreie Anwendung
- Kompatibel mit der BC 900 Spaltlampe für eine integrierte Diagnostik
- Robuste und langlebige Bauweise
- Einfache Kalibrierung und Wartung

Die Kombination aus **Haag Streit BC 900 Spaltlampe und AT 900 Tonometer** stellt eine umfassende Lösung für ophthalmologische Praxen und Kliniken dar, die Wert auf höchste Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit legen. Dieses Set unterstützt Augenärzte dabei, präzise Diagnosen zu stellen und eine optimale Patientenversorgung sicherzustellen.

Technische Spezifikationen (Auszug):

- Beleuchtung: LED mit variablem Spaltwinkel
- Vergrößerungen: Mehrstufige Auswahlmöglichkeiten
- Tonometer-Messprinzip: Applanationstonometrie
- Kompatibilität: Speziell für Haag Streit BC 900 entwickelt
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend

Mit dem **Haag Streit BC 900 Spaltlampe + AT 900 Tonometer** erhalten Sie ein leistungsstarkes, langlebiges und präzises Instrumentenpaar, das den höchsten Ansprüchen moderner Augenheilkunde gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

