



## [HAAG STREIT BQ900 BQ 900 SPÜALTLAMPE + AT900 TONOMETER](#)

**SKU:** S062025

**Haag Streit BQ900 Spaltlampe** kombiniert präzise Optik mit ergonomischem Design für eine exakte ophthalmologische Untersuchung. In Kombination mit dem **AT900 Tonometer** ermöglicht sie eine zuverlässige und schnelle Messung des Augeninnendrucks, um Glaukom und andere Augenerkrankungen effektiv zu diagnostizieren.



---

**Categories:** [Ophthalmologie](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

