



HAEBERLE HNO PATIENTENSTUHL ELEKTRISCH

SKU: M012015


799,00 €

Höhe elektrisch verstellbar // Fusspedal ist vorhanden
Lehne lässt sich mechnisch verstellen
Polsterung im Guten Zustand
Kopfstütze ist separat verstellbar
Drehbar, kann aber easy mit einen Befestigungshebel
entregeln

Zustand. Gebraucht
Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HNO Geräte](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Höhe elektrisch verstellbar // Fusspedal ist vorhanden
Lehne lässt sich mechnisch verstellen
Polsterung im Guten Zustand
Kopfstütze ist separat verstellbar
Drehbar, kann aber easy mit einen Befestigungshebel entregeln



Zustand. Gebrauchte
Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

