



## [HAEMONETICS CELL SAVER ELITE 1 CSE-E](#) [MEDICAL SYSTEMS](#)

**SKU:** Z112025

**Haemonetics Cell Saver Elite 1 CSE-E** ist ein hochentwickeltes autologes Blutrückgewinnungssystem, das chirurgisch verlorenes Blut sicher sammelt, reinigt und dem Patienten in Echtzeit zurückführt. Dieses System gewährleistet durch modernste Technologie eine effiziente und schonende Blutmanagementlösung zur Minimierung von Fremdbluttransfusionen.



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Haemonetics Cell Saver Elite 1 CSE-E** medical System ist eine hochmoderne Lösung für die autologe Blutreinigung und -rückführung während chirurgischer Eingriffe. Dieses Gerät ermöglicht die effiziente Sammlung, Aufbereitung und Rückgabe von Eigenblut des Patienten und trägt somit maßgeblich zur Reduktion von Fremdbluttransfusionen bei.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Automatisierte Blutaufbereitung:** Das System nutzt innovative Technologien zur Separation von roten Blutkörperchen aus dem Operationsblut, wodurch eine hohe Reinheit und Qualität des rückgewonnenen Blutes gewährleistet wird.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Ein intuitives Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Steuerung und Überwachung des gesamten Prozesses, unterstützt durch klare visuelle und akustische Signale.
- **Hohe Effizienz und Sicherheit:** Durch präzise Sensorik und kontrollierte Waschzyklen wird eine optimale Entfernung von Fremdstoffen, Fett und Zelltrümmern erreicht, was das Risiko von Komplikationen minimiert.
- **Flexible Anwendungsmöglichkeiten:** Das System ist für verschiedene chirurgische Fachbereiche geeignet,



einschließlich kardiovaskulärer, orthopädischer und neurochirurgischer Eingriffe.

- **Kompatibilität und Vernetzung:** Der Cell Saver Elite 1 lässt sich nahtlos in bestehende OP-Infrastrukturen integrieren und unterstützt Datenmanagementfunktionen zur Dokumentation und Nachverfolgung.

#### **Technische Details:**

- Volumen der Blutaufbereitung: individuell anpassbar
- Automatische Spül- und Waschzyklen
- Leicht austauschbare Einwegkomponenten zur Gewährleistung höchster Hygiene
- Mobil und kompakt für den flexiblen Einsatz im OP-Saal

Das **Haemonetics Cell Saver Elite 1 CSE-E** medical System unterstützt Chirurgen und Anästhesisten dabei, die Patientensicherheit zu erhöhen und die Versorgung durch den Einsatz von Eigenbluttransfusionen zu verbessern. Es ist ein unverzichtbares Gerät für moderne Operationssäle, die Wert auf Qualität, Effizienz und Patientenschutz legen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

