



## [HAMILTON-G5 G 5 + H-900 + CO2 MESSUNG](#) [- DOM 2011](#)

SKU: EK012025

~~5.500,00 €~~ **5.265,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Hamilton G5 Beatmungsgerät mit H-900 Modul und CO2-Messung ist ein hochentwickeltes, modulares Beatmungssystem für den Einsatz in der Intensivmedizin und der Notfallversorgung. Es bietet eine präzise CO2-Überwachung, die es ermöglicht, die Beatmungseinstellungen dynamisch an den Zustand des Patienten anzupassen. Dies ist besonders wichtig, um Atemstörungen zu vermeiden und die Lungenventilation des Patienten zu optimieren. Das Gerät ist ideal für den Einsatz in kritischen Situationen und in der Behandlung von schwerkranken Patienten in Intensivstationen oder während Notfallmaßnahmen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

