



## HAMILTON C1 - C 1 BEATMUNGSGERÄT -

**SKU:** GT102024-NV

**Hamilton C1** ist ein kompaktes und vielseitiges Beatmungsgerät, das sowohl invasive als auch nicht-invasive Beatmung bei Erwachsenen und Kindern ermöglicht. Es bietet präzise Steuerung der Atemparameter und unterstützt eine individuelle Patientenversorgung in klinischen Umgebungen.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der HAMILTON C1 ist ein moderner, hochentwickelter Ventilator, der für die Beatmung von Patienten in verschiedenen klinischen Umgebungen konzipiert ist. Hier sind einige der Hauptmerkmale und Spezifikationen des HAMILTON C1:

- **Beatmungsmodi:** Der HAMILTON C1 bietet eine Vielzahl von Beatmungsmodi, darunter invasive und nicht-invasive Beatmung, wie z.B. assistierte Beatmung, kontrollierte Beatmung und Spontanbeatmung.
- **Benutzeroberfläche:** Das Gerät verfügt über ein intuitives Touchscreen-Display, das eine einfache Bedienung und Anpassung der Einstellungen ermöglicht.
- **Patientenüberwachung:** Der Ventilator bietet umfassende Überwachungsfunktionen, einschließlich der Anzeige von Atemfrequenz, Tidalvolumen, Atemdruck und anderen wichtigen Parametern.
- **Flexibilität:** Der HAMILTON C1 ist für den Einsatz bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen geeignet und kann an die spezifischen Bedürfnisse der Patienten angepasst werden.
- **Transportfähigkeit:** Das Gerät ist kompakt und leicht, was es ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht, einschließlich Notaufnahmen und Intensivstationen.



- Integration: Der HAMILTON C1 kann in bestehende klinische Systeme integriert werden, um eine nahtlose Patientenversorgung zu gewährleisten.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

