



[HAMILTON G5 - BEATMUNGSGERÄT](#)

SKU: DL062025

DL062025 Hamilton G5 ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das präzise und zuverlässige Unterstützung bei der Patientenbeatmung bietet. Mit seiner fortschrittlichen Technologie gewährleistet es eine individuelle Anpassung der Beatmungsparameter für optimale Therapieergebnisse.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

