



HEILAND HT 3 V / ESAOTE P 80 EKG 3 KANAL EKG GERÄT

SKU: C122013

zzgl. [Versandkosten](#)

3-Kanal-EKG in Spitzenqualität
12 simultane EKG-Ableitungen
EKG-Automatik mit zahlreichen Ausruckformaten ,
·Übersichtliche, professionelle Dokumentation
Ideal für Hausbesuche,
Inklusive Zubehör:
Patientenkabel ,Netzkabel
1x EKG Papier.

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

3-Kanal-EKG in Spitzenqualität
12 simultane EKG-Ableitungen
EKG-Automatik mit zahlreichen Ausruckformaten , ·Übersichtliche, professionelle Dokumentation
Ideal für Hausbesuche,



Inklusive Zubehör:

Patentenkabel ,Netzkabel

1x EKG Papier.

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

