



## [HEINE BETA 200 LED OPHTHALMOSKOP 2,5 V](#)

SKU: HL082025-K



---

Categories: [Ophthalmologie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **HEINE BETA 200 LED Ophthalmoskop 2,5 V** ist ein hochwertiges Diagnoseinstrument, das speziell für die exakte Untersuchung des Augenhintergrundes entwickelt wurde. Es vereint modernste LED-Technologie mit einem robusten, ergonomischen Design, das eine präzise und komfortable Anwendung in klinischen und ambulanten Umgebungen gewährleistet.

#### Hauptmerkmale:

- **LED-Beleuchtung:** Die integrierte LED-Technologie sorgt für eine brillante, gleichmäßige und langlebige Lichtquelle. Dies ermöglicht eine hervorragende Ausleuchtung des Augenhintergrundes bei deutlich reduzierter Wärmeentwicklung und langer Lebensdauer der Leuchte.
- **Spannung:** Das Ophthalmoskop arbeitet mit 2,5 V, was eine optimale Balance zwischen Leistungsfähigkeit und Energieverbrauch garantiert.
- **Optische Qualität:** Hochwertige Linsen und ein präzises optisches System ermöglichen eine scharfe, kontrastreiche und verzerrungsfreie Darstellung der Netzhaut und anderer Strukturen des Augenhintergrundes.
- **Vielfältige Einstellmöglichkeiten:** Verschiedene Aperturen (z.B. kleine Öffnung, große Öffnung, Fixierlicht) und Dioptrieneinstellungen erlauben die individuelle Anpassung an unterschiedliche Patienten und



Untersuchungsanforderungen.

- **Robustes Design:** Das Gehäuse aus hochwertigem Material ist stoßfest und ergonomisch geformt, um eine sichere Handhabung auch bei längerer Nutzung zu gewährleisten.
- **Einfache Wartung:** Die LED-Lichtquelle ist wartungsfrei und austauschbar, was die Betriebskosten minimiert und die Zuverlässigkeit erhöht.

### **Anwendungsbereiche:**

Das HEINE BETA 200 LED Ophthalmoskop eignet sich ideal für:

- Augenärztliche Untersuchungen und Diagnostik
- Allgemeinmedizinische Praxis zur Basisuntersuchung des Augenhintergrundes
- Notfall- und Intensivmedizin zur schnellen Beurteilung der Netzhaut und Sehnerven
- Fachärztliche Diagnostik bei diabetischer Retinopathie, Glaukom, Netzhautablösung und weiteren ophthalmologischen Erkrankungen

### **Lieferumfang:**

- HEINE BETA 200 LED Ophthalmoskop 2,5 V
- Handgriff mit integriertem Batteriefach
- Schutzkappe
- Bedienungsanleitung

Das HEINE BETA 200 LED bietet eine verlässliche Kombination aus Präzision, Langlebigkeit und Anwenderfreundlichkeit. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die auf präzise ophthalmologische Diagnostik angewiesen sind.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

