



## HEINEN LÖWENSTEIN LEON PLUS NARKOSEGERÄTE

SKU: CP072024



---

Categories: [Narkose und Beatmung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Heinen + Löwenstein Leon Plus ist ein modernes Narkosegerät, das in der Anästhesie eingesetzt wird. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen, die darauf abzielen, die Sicherheit und Effizienz während chirurgischer Eingriffe zu erhöhen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen über das Leon Plus Narkosegerät:

1. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Leon Plus ist mit einem intuitiven Benutzerinterface ausgestattet, das eine einfache Bedienung ermöglicht. Die Anästhesisten können schnell auf alle notwendigen Informationen zugreifen.
2. **Präzise Gassteuerung:** Das Gerät ermöglicht eine präzise Steuerung der Anästhetika und der Atemgase, was für eine sichere und effektive Anästhesie entscheidend ist.
3. **Überwachungsfunktionen:** Es bietet umfassende Überwachungsmöglichkeiten für Vitalparameter des Patienten, einschließlich Atemfrequenz, CO<sub>2</sub>-Partialdruck und andere relevante Werte.
4. **Modularität:** Das Leon Plus kann mit verschiedenen Zubehörteilen und Erweiterungen ausgestattet werden, um den spezifischen Anforderungen einer Klinik oder eines Krankenhauses gerecht zu werden.
5. **Sicherheitsmerkmale:** Integrierte Sicherheitsmechanismen helfen dabei, Risiken während der Anästhesie zu minimieren, z.B. durch Alarmfunktionen bei abnormalen Werten oder Störungen.
6. **Integration:** Das Gerät kann in bestehende Krankenhausinformationssysteme integriert werden, um einen nahtlosen Informationsfluss zu gewährleisten.
7. **Flexibilität:** Es unterstützt verschiedene Anästhesietechniken und kann sowohl für allgemeine als auch für regionale Anästhesie verwendet werden.

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

