



[HEINEN LÖWENSTEIN SOMNIA 3 C-FLEX+, CPAP-GERÄT MIT ZUBEHÖR](#)

SKU: T042025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Heinen & Löwenstein Somnia 3 C-FLEX+ CPAP-Gerät ist eine hochentwickelte Lösung für die Behandlung von Schlafapnoe. Es bietet komfortable Einstellungen, eine leise Betriebsweise, und ist mit praktischem Zubehör ausgestattet, das eine individuelle Anpassung ermöglicht. Für Patienten, die unter Schlafapnoe leiden, bietet dieses Gerät eine effektive Möglichkeit zur Verbesserung der Schlafqualität und Lebensqualität.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

