



HEINEN & LÖWENSTEIN ANAMED SINUS TR - TRAGBARES NARKOSEGERÄT

SKU: Y122022-NV

Heinen & Löwenstein Anamed Sinus TR ist ein tragbares Narkosegerät, das durch seine kompakte Bauweise eine flexible und sichere Anästhesieversorgung auch in mobilen Einsatzbereichen ermöglicht. Es überzeugt durch präzise Steuerung der Narkosegase und gewährleistet eine zuverlässige Patientenüberwachung für einen optimalen Behandlungsverlauf.



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Heinen & Löwenstein Anamed Sinus TR** ist ein **tragbares Narkosegerät**, das speziell für den mobilen Einsatz in der Anästhesie entwickelt wurde. Es kombiniert moderne Technik mit einfacher Handhabung und bietet dadurch eine zuverlässige und sichere Narkoseversorgung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Dieses Gerät zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Kompaktes und leichtes Design:** Ideal für den Einsatz in Rettungsdiensten, auf Intensivstationen, in der Anästhesie bei Hausbesuchen oder in anderen mobilen medizinischen Umgebungen.
- **Hochpräzise Dosierung:** Exakte Steuerung der Narkosegas- und Sauerstoffzufuhr gewährleistet eine sichere und individuell angepasste Anästhesie.
- **Integrierte Sicherheitsfunktionen:** Das Gerät verfügt über verschiedene Alarme und Überwachungssysteme, die vor Fehlfunktionen oder kritischen Zuständen warnen.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Intuitive Steuerungselemente und ein übersichtliches Display erleichtern die Handhabung, auch in stressigen Situationen.



- **Vielseitigkeit:** Geeignet für die Verabreichung verschiedener Inhalationsanästhetika und kompatibel mit Standardzubehör für die Narkosebehandlung.
- **Lange Betriebsdauer:** Dank effizienter Energieversorgung ist das Gerät auch bei längeren Einsätzen zuverlässig einsatzbereit.

Das **Anamed Sinus TR** von Heinen & Löwenstein überzeugt durch seine robuste Bauweise und seine technische Präzision. Es ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Anästhesisten, die auf Flexibilität und Mobilität angewiesen sind, ohne Kompromisse bei der Patientensicherheit einzugehen.

Zusammenfassend bietet das Heinen & Löwenstein Anamed Sinus TR:

- Professionelle Narkoseversorgung unterwegs
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit
- Benutzerfreundliche Steuerung
- Optimale Anpassung an verschiedene klinische Situationen

Dieses tragbare Narkosegerät stellt somit eine optimale Lösung für den mobilen Einsatz in der Anästhesie dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der sicheren und effektiven Durchführung von Narkosen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

