



HEISSLUFTSTERILISATOR, TROCKENSTERILISATOR MEMMERT SNB 300

SKU: G122012

zzgl. Versandkosten

SNB 300 Rauminhalt 39l.

Kammermaße (Breite x Tiefe x Höhe) 48 x 25 x 32

Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) 63 x 40 x 60 cm

Gewicht 32 kg.

Sehr gepflegt Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: Autoklaven und Sterilisatoren

PRODUKTBESCHREIBUNG

SNB 300 Rauminhalt 39I. Kammermaße (Breite x Tiefe x Höhe) 48 x 25 x 32 cm. Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) 63 x 40 x 60 cm. Gewicht 32 kg.

230V // 5.3A //



50/60Hz // 1200 Watt //

DIN 12880-kl.: 1 //

Nenntemperatur .220 C // Schutzart DIN EN 60529-IP20

Vollfunktionsfähig Im sehr guten gebrauchten Zustand Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com 0049 40 18 20 79 03 0049 176 205 800 86 fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE





