



## HEISSLUFTSTERILISATOR / STERILISATOR MELAG 75

**SKU:** BE022018 **236,81** €

zzgl. Versandkosten

www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com

Mobile Tel / Homezone Tel / Büro Fax. 0049 176 205 800 86 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: Autoklaven und Sterilisatoren

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Heißluftsterilisator mit 2 Einschubblechen und Handgriff. Mechanische Luftbewegung für perfekten Wärmeausgleich

(von den Gesundheitsbehörden gefordert)

Vollsterilisation in 60 MinutenVollautomatischer Sterilisationsablaufanerkanntes Sterilisationsverfahren nach DIN 58947,zertifiziert nach dem MPGOptimale Raumausnutzung durch zwei Tabletts(29x19 cm)Befüllung von vorne (einbaufähig)Innen und außen Edelstahl

Technische Datenaußen (BxHxT) 31 x 26 x 39,5cm

Innen (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5cm

Spannung: 230 V/50Hz

Leistung: 650 W Gewicht: 12 kg Volumen: 4 Liter

> www.mtc-hamburg.com info@mtc-hamburg.com Mobile

0049 176 205 800 86



Tel / Homezone Tel / Büro Fax. 0049 40 18 20 79 03 0049 40 3 61 61 - 256 0049 40 3 61 61 - 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**





