



HEISSLUFTSTERILISATOR / STERILISATOR MELAG 75

SKU: BE022018

236,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Heißluftsterilisator mit 2 Einschubblechen und Handgriff. Mechanische Luftbewegung für perfekten Wärmeausgleich

(von den Gesundheitsbehörden gefordert)

Vollsterilisation in 60 Minuten Vollautomatischer Sterilisationsablauf anerkanntes

Sterilisationsverfahren nach DIN 58947, zertifiziert nach dem MPG Optimale Raumausnutzung durch zwei Tablett (29x19 cm) Befüllung von vorne (einbaufähig) Innen und außen Edelstahl

Technische Datenaußen (BxHxT) 31 x 26 x 39,5cm

Innen (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5cm

Spannung: 230 V/50Hz

Leistung: 650 W

Gewicht: 12 kg

Volumen: 4 Liter

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03



Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

