



HERAEUS B 290 // B290 WÄRMESCHRANK, BRUTSCHRANK

SKU: IX012021-V

160,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Heraeus B 290 / / 230V / 50-60Hz / 0,09 Kw

Innen-Abmessungen Ca 29 x 21 x 25 cm (Tiefe)

Außen Abmessungen Ca 40 x 28 x 29 (Tiefe)

Leistung: 140 W, 50 Hz, 230 V

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Heraeus B 290 / / 230V / 50-60Hz / 0,09 Kw

Innen-Abmessungen Ca 29 x 21 x 25 cm (Tiefe)

Außen Abmessungen Ca 40 x 28 x 29 (Tiefe)



Leistung: 140 W, 50 Hz, 230 V

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 15 kg



GALLERIE

