



[HERAEUS BRUTSCHRANK / INKUBATOR B6120](#)

SKU: W042013

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Heraeus Brutschrank/Inkubator B6120. Max. Nenntemperatur 70°C. 220 V. 50 Hz. 400 W.

Temp.-Schutz DIN 12880 Kl.3.1.

Innenmaße: 50x55x36 cm. 100 L.

2 Einlegeböden. Zusätzliche

Glastür. Digitale Anzeige.

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

