



## [HERAEUS BRUTSCHRANK / INKUBATOR B6120](#)

**SKU:** W042013

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Inkubatoren und Reanimation](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Heraeus Brutschrank/Inkubator B6120. Max. Nenntemperatur 70°C. 220 V. 50 Hz. 400 W.

Temp.-Schutz DIN 12880 Kl.3.1.

Innenmaße: 50x55x36 cm. 100 L.

2 Einlegeböden. Zusätzliche

Glastür. Digitale Anzeige.

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

