



## HERAEUS KULZER AUSWACHSOFEN COMBILABOR CL-WO (TROCKENOFEN) BIS 300°C

**SKU: AE042015**

**296,31 €**

Temperatur von 50°C bis 300°C regulierbar und wird  
thermostatisch geregelt.

Nenntemperatur 300°C; Aufheizzeit ca. 25 min;

950 W; 230 V; 50 Hz; 4,2 A; B 395 x H 290 x T 365 mm;

Nutzraumvolumen 4,2 l;

8,7 kg.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. –  
**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Dental und Zahnheilkunde](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Temperatur von 50°C bis 300°C regulierbar und wird thermostatisch geregelt.

Nenntemperatur 300°C; Aufheizzeit ca. 25 min;

950 W; 230 V; 50 Hz; 4,2 A; B 395 x H 290 x T 365 mm;

Nutzraumvolumen 4,2 l;



8,7 kg.

Differenzbesteuerter Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 15 kg



## GALLERIE

