



HERAEUS KULZER AUSWACHSOFFEN COMBILABOR CL-WO (TROCKENOFEN) BIS 300°C

SKU: AE042015

296,31 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Temperatur von 50°C bis 300°C regulierbar und wird thermostatisch geregelt.

Nenntemperatur 300°C; Aufheizzeit ca. 25 min;

950 W; 230 V; 50 Hz; 4,2 A; B 395 x H 290 x T 365 mm;

Nutzraumvolumen 4,2 l;

8,7 kg.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. –

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Dental und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Temperatur von 50°C bis 300°C regulierbar und wird thermostatisch geregelt.

Nenntemperatur 300°C; Aufheizzeit ca. 25 min;

950 W; 230 V; 50 Hz; 4,2 A; B 395 x H 290 x T 365 mm;



Nutzraumvolumen 4,2 l;
8,7 kg.

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. – **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com	
info@mtc-hamburg.com	
Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight	15 kg
---------------	-------



GALLERIE

