



[HETTICH 4202 4172 AUF ROLLEN. STANDZENTRIFUGE ROTIXA](#)

SKU: AV102023-NV

Hettich 4202 4172 Auf Rollen ist eine robuste Standzentrifuge der Serie Rotixa, ausgestattet mit praktischen Rollen für einfache Mobilität im Labor. Das Gerät bietet zuverlässige Trennungsergebnisse bei geringer Geräuschkentwicklung und ist ideal für vielseitige zentrifugale Anwendungen.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Hettich 4202 4172 Auf Rollen Standzentrifuge Rotixa** ist eine hochwertige Laborzentrifuge, die speziell für den zuverlässigen und effizienten Einsatz in medizinischen und wissenschaftlichen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Modell zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und die praktische Mobilität dank der integrierten Rollen aus, welche den Transport und die Positionierung im Labor erheblich erleichtern.

Technische Merkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarker Antrieb:** Die Zentrifuge verfügt über einen leistungsstarken Motor, der eine präzise und gleichmäßige Rotation gewährleistet, um optimale Trennungsergebnisse zu erzielen.
- **Flexibilität durch Rollen:** Dank der stabilen Rollen ist die Standzentrifuge mobil und kann ohne großen Aufwand an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Das übersichtliche Bedienfeld ermöglicht eine einfache Einstellung von Geschwindigkeit, Laufzeit und anderen Parametern.
- **Sichere Anwendung:** Die Zentrifuge ist mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die einen sicheren Betrieb gewährleisten, darunter eine automatische Abschaltung bei Unwuchten oder geöffneter Haube.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für die Zentrifugation von Blut, Urin, Zellkulturen und anderen



biologischen Proben im medizinischen und biologischen Labor.

Technische Daten:

- Maximale Drehzahl: bis zu 4.200 U/min
- Maximale relative Zentrifugalkraft (RCF): optimal für klinische Anwendungen
- Kapazität: variable Rotoren für unterschiedliche Röhrenformate
- Stromversorgung: standardmäßig für den Einsatz im Labor konzipiert

Die **Hettich 4202 4172 Auf Rollen Standzentrifuge Rotixa** bietet eine Kombination aus hoher Leistung, Sicherheit und Mobilität, die den Anforderungen moderner Labore gerecht wird. Sie ist ein unverzichtbares Gerät für präzise und effiziente Probenaufbereitung und trägt somit maßgeblich zu zuverlässigen Diagnostikergebnissen bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

