



HETTICH EBA 3S ZENTRIFUGE TISCHZENTRIFUGE

SKU: AY012022

199,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Laborzentrifuge

Marke HETTICH EBA 3S

Platz für bis zu 6 Zentrifugenröhrchen Din 58970 15ml
mit Zeitschlatuhr und Drehzahlregler

Typ .2006 220 Volt, 60Watt // H/B/T ca. 20 x 24 x 28 cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Laborzentrifuge

Marke HETTICH EBA 3S

Platz für bis zu 6 Zentrifugenröhrchen Din 58970 15ml
mit Zeitschlatuhr und Drehzahlregler

Typ .2006 220 Volt, 60Watt // H/B/T ca. 20 x 24 x 28 cm

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

8 kg



GALLERIE

